

LABORATORY GUIDE CORRECTION

ortesi
3D printed braces & orthotics

DEVICE	ARCH HIGH POINT	MILD	MODERATE	AGGRESIVE
TRADITIONAL	INVERTED	8°	14°	20°
	INV./MID.	6°	11°	16°
	MID.	4°	8°	12°
	MID./MOD.	2°	6°	10°
	MOD.	2°	5°	8°
WEDGE	INVERTED	4°	8°	12°
	INV./MID.	4°	8°	12°
	MID.	4°	8°	12°
	MID./MOD.	4°	8°	12°
	MOD.	N/A	N/A	N/A
CONCAVE WEDGE	INVERTED	4°	8°	15°
	INV./MID.	4°	6°	12°
	MID.	4°	6°	12°
	MID./MOD.	2°	5°	10°
	MOD.	0°	4°	8°